




## GUIA DE ADAPTACIÓN




Soft Vision HD es un lente suave de visión sencilla mejorada, con control de aberraciones el cual proporciona una visión nítida tanto de lejos como de cerca especialmente bajo condiciones adversas de iluminación y contraste.


- Los lentes Supervision HD pueden proporcionar una visión mejorada para personas con bajos niveles de astigmatismo.
- La optica de control de aberraciones puede ayudar a pacientes con presbicie incipiente.
- Lente de contacto suave esférico con corrección asférica de frente de onda
- Curva esférica posterior

La asfericidad es calculada para cada poder para proporcionar un perfil de poder aproximado sobre los 6 mm centrales.

- El radio de borde varía para que resulte perfectamente redondeado según la geometría del lente. Si usted estima un espesor de borde de 0.12, por consiguiente, el espesor al borde será 0.06 mm.



Con un diseño tradicional esférico, los rayos de luz convergen en un "círculo de confusión"



La optica de control de aberraciones HD permite el mejor enfoque de la luz hacia un punto focal común